


E 475  
Haltesteg  
zur Stabilisierung von Spülhülsen.



- Geeignet für MIC-Einsätze

EAN-Nr.: 4002512401234 / Materialnummer: 05226040 / Alte Materialnummer: 69747501D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                              |           |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin          | •         |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                               |           |
| G 7823   | •         |
| G 7824   | •         |
| G 7825   | •         |
| G 7826   | •         |
| PG 8527  | •         |
| PG 8528  | •         |
| PG 8535  | •         |
| PG 8536  | •         |
| PG 8562  | •         |
| PG 8582  | •         |
| PG 8582 CD   | •         |
| PG 8592  | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                                  |           |
| Halterung  | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                              |           |
| Material   | Edelstahl |
| Farbe  | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>                                 |           |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium                     | •         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                         |           |
| Phasenanzahl   | 0         |
| Spannung in V  | 0         |
| Frequenz in Hz   | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 0,00      |
| Absicherung in A   | 0         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                  |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                | 110       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                              | 155       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                               | 500       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                               | 110       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                             | 160       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                              | 510       |
| Nettogewicht in kg                                       | 0,10      |
| Bruttogewicht in kg                                      | 0,22      |