

ML
Magnete
für die automatische Wagenerkennung/Sprüharmüberwachung.



- 15 verschiedene Codes einstellbar
- 6 Magnete für die am jeweiligen Einsatz montierte Magnetleiste

EAN-Nr.: 4002512423083 / Materialnummer: 05267440 / Alte Materialnummer: 69745702D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	70
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00