


AUF 2

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten im Oberkorb O 801/2.



- Bestehend aus: Dichtung, Gewindebuchse, Klammer
- Aufnahme-Unterteil, Aufnahme-Oberteil, 5 Filterplatten

EAN-Nr.: 4002512427524 / Materialnummer: 05282470 / Alte Materialnummer: 68551701D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	118
Außenmaß, Bruttobreite in mm	122
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	0,26
Beipack	
FP Filterplatte	•