


O 801/2

Oberkorb

zur optimalen Reinigung mit 10 Düsen und Aufnahme von diversen Einsätzen.



- Vordere & hintere Hälfte geeignet für die Aufnahme von Einsätzen
- Mittelachse mit 10 Silikon-aufnahmen und 10 Düsen Ø 4 mm, L 30 mm
- Bestückungshöhe: 200 mm mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN-Nr.: 4002512399463 / Materialnummer: 05290520 / Alte Materialnummer: 69180103D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	200
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	6
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	267
Außenmaß, Nettobreite in mm	381
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	280
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,10