

E 489

Universalhalterung

zur Aufnahme diverser Spülgüter, z. B. Einlegesolen für OP-Schuhe.



- Die Halterung passt mehrfach in den Einsatz E 484

EAN-Nr.: 4002512431835 / Materialnummer: 05337120 /

Alte Materialnummer: 69548901D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	60
Außenmaß, Nettobreite in mm	464
Außenmaß, Nettotiefe in mm	10
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	35
Außenmaß, Bruttobreite in mm	130
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,23