

DGGL 4
Dampfgarbehälter gelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002512445009 / Materialnummer: 05379570 /
Alte Materialnummer: 22996087D



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion