

E 520
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von Wurzelkanalinstrumenten.



- Geeignet für 17 Wurzelkanalinstrumente
- Klappbar
- Dampfsterilisierbar bei 121 °C / 134 °C

EAN-Nr.: 4002512472524 / Materialnummer: 05409080 / Alte Materialnummer: 68552001D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kapazität	
Wurzelkanalinstrumente [Anzahl]	17
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	45
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	30
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,10