


A 5

Abdeckung

zur optimalen Fixierung von empfindlichem Spülgut.



- Edelstahlrahmen mit Kunststoffnetz (Materialqualität PA 12)
- Nutzbar in O 184 und U 184

EAN-Nr.: 4002513126310 / Materialnummer: 05637190 / Alte Materialnummer: 69500501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	8
Außenmaß, Nettobreite in mm	280
Außenmaß, Nettotiefe in mm	280
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	470
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,40
Bruttogewicht in kg	0,55