


E 523

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Siebtrays.



- Ausgestattet mit 7 Halterungen (6 Fächer), H 145, Abstand 50 mm

EAN-Nr.: 4002513199116 / Materialnummer: 05649700 / Alte Materialnummer: 69552301D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	6
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	151
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	450
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	195
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	1,40
Bruttogewicht in kg	1,65