

E 801/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Mundspügläsern.



- Geeignet für 8 Mundspügläser, max. Ø 75 mm
- Rilsaniert

EAN-Nr.: 4002513220650 / Materialnummer: 05673820 / Alte Materialnummer: 68580102D

| | |
|---|-------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiger Einsatz | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Draht, rilsaniert |
| Farbe | Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| Mundspügläser [Anzahl] | 8 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 155 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 200 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 320 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 270 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 510 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 240 |
| Nettogewicht in kg | 1,00 |
| Bruttogewicht in kg | 1,50 |