

E 477
Anschläge
für Microinstrumentarium.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 20 Stück pro Beutel

EAN-Nr.: 4002513239119 / Materialnummer: 05692390 / Alte Materialnummer: 69747701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	90
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	95
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,06