

E 476

Aufnahme

für Microinstrumentarium mit einem Ø von 4-8 mm.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 50 Stück pro Beutel

EAN-Nr.: 4002513239454 / Materialnummer: 05692400 / Alte Materialnummer: 69747601D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|------------|
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktkategorie | |
| Aufnahme | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Grau |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 0 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 12 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 80 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,07 |
| Bruttogewicht in kg | 0,08 |