

E 908/1

Einsatz

zur Aufnahme von zerlegbarem MIC-Instrumentarium/Arbeitseinlagen oder Optiken.



- Maschenweite 8 x 1 mm (Boden),
Seiten geschlossen
- Inneneinteilung individuell verstellbar
mit 4 Stegen
- Haken zum Einhängen in E 906/1

EAN-Nr.: 4002513252286 / Materialnummer: 05704010 / Alte Materialnummer: 69590802D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	36
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	150
Außenmaß, Bruttobreite in mm	505
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht in kg	0,68
Bruttogewicht in kg	0,85