

ML/2

Magnetleiste

für die automatische Wagenerkennung/Sprüharmüberwachung.



- ML/2 ist Voraussetzung zur Nutzung der Sprüharmüberwachung
- 5 Magnete, variabel kombinierbar
- 15 mögliche Kombinationen

EAN-Nr.: 4002513274158 / Materialnummer: 05723270 / Alte Materialnummer: 69745703D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	9
Außenmaß, Nettobreite in mm	25
Außenmaß, Nettotiefe in mm	275
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,17
Bruttogewicht in kg	0,32