

DOS G 10

Dosiermodul für 5-10 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Zur Dosierung von Klarspüler
- 10 mm Sauglanze für 5-10 l-Kanister
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich
- Dosierung bis zu 10 ml/60 Sekunden

EAN-Nr.: 4002513283259 / Materialnummer: 05729360 / Alte Materialnummer: 69747006D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Gesamtanschluss in kW	0,02
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	118
Außenmaß, Nettobreite in mm	235
Außenmaß, Nettotiefe in mm	115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	310
Außenmaß, Bruttobreite in mm	420
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	2,42
Bruttogewicht in kg	2,81