

DE-CS7-78

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine, 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN-Nr.: 4002513297560 / Materialnummer: 05744740 / Alte Materialnummer: 69216009D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	900
Außenmaß, Nettotiefe in mm	700
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	50
Außenmaß, Bruttobreite in mm	820
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1010
Nettogewicht in kg	6,80
Bruttogewicht in kg	8,60