

E 131/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 5 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 5 Sieb- oder Nierenschalen
- Ausgestattet mit 6 Halterungen, Höhe: 160 mm mm, Abstand: 80 mm mm

EAN-Nr.: 4002513317336 / Materialnummer: 05771030 / Alte Materialnummer: 69513102D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	80
Strebenhöhe in mm	160
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	168
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	495
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,90