

E 492
Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Nierenschalen.



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Höhe 86 mm mm, Abstand 49 mm mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN-Nr.: 4002513317343 / Materialnummer: 05771140 /
Alte Materialnummer: 69549201D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	49
Strebenhöhe in mm	86
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Kapazität	
Nierenschalen [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	256
Außenmaß, Nettotiefe in mm	474
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	320
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	1,06
Bruttogewicht in kg	1,31