


E 965

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern 250 - 600 ml.



- Ausgestattet mit 15 x 3 Haltestäben für Bechergläser 250 – 600 ml

EAN-Nr.: 4002513369229 / Materialnummer: 05848290 /
Alte Materialnummer: 69596501D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	173
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	2,07
Bruttogewicht in kg	2,86