


E 963

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Bechergläsern bis 250 ml.



- Ausgestattet mit 33 x 3 Haltestäben für Bechergläser bis 250 ml

EAN-Nr.: 4002513369236 / Materialnummer: 05848300 / Alte Materialnummer: 69596301D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Bechergläser [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	155
Außenmaß, Nettobreite in mm	357
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	285
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	1,58
Bruttogewicht in kg	1,70