

G 7896

Dosierschrank

zur Aufnahme von Vorratsbehältern für flüssige Medien sowie Dosiermodulen.



EAN-Nr.: 4002513384260 / Materialnummer: 05871310 / Alte Materialnummer: 69789601D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	890
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	730
Nettogewicht in kg	29,00
Bruttogewicht in kg	32,00

- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 2 x 5 l-Kanistern
- Innenmaße: H 530, B 249, T 480 mm
- 1 herausziehbare Schublade zur Aufnahme von max. 4 Dosiermodulen