

G 7896

Dosierschrank

zur Aufnahme von Vorratsbehältern für flüssige Medien sowie Dosiermodulen.



- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 2 x 5 l-Kanistern
- Innenmaße: H 530, B 249, T 480 mm
- 1 herausziehbare Schublade zur Aufnahme von max. 4 Dosiermodulen

EAN-Nr.: 4002513384284 / Materialnummer: 05871330 / Alte Materialnummer: 69789602D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	890
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	730
Nettogewicht in kg	29,00
Bruttogewicht in kg	32,00