


E 960/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben.



- Ausgestattet mit 20 großen und 26 kleinen Federhaken
- Geeignet für Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylinder

EAN-Nr.: 4002513400953 / Materialnummer: 05892360 /
Alte Materialnummer: 69596002D

Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

Gerätezugehörigkeit

PG 8527 •

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Weithalsgläser •

Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

Kapazität

Erlenmeyerkolben [Anzahl]

46

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl

0

Spannung in V

0-0

Frequenz in Hz

0-0

Gesamtanschluss in kW

0,00-0,00

Absicherung in A

0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

185

Außenmaß, Nettobreite in mm

357

Außenmaß, Nettotiefe in mm

522

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

280

Außenmaß, Bruttobreite in mm

530

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

560

Nettogewicht in kg

0,80

Bruttogewicht in kg

0,90