


O 177/1

Oberkorb

zur optimalen Reinigung mit 26 Düsen und Aufnahme von diversen Einsätzen.



- Rechte Seite zur Aufnahme von diversen Einsätzen
- Linke Seite mit 26 Düsen und 7 Trichtern lose beigelegt
- Ausgestattet mit höhenverstellbarem Haltegitter
- Bestückungshöhe 230/205 mm
- Höhenverstellbar: – 20 / – 40 mm

EAN-Nr.: 4002513412413 / Materialnummer: 05913050 / Alte Materialnummer: 69117702D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	11
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	263
Außenmaß, Nettobreite in mm	498
Außenmaß, Nettotiefe in mm	455
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	3,70
Bruttogewicht in kg	4,52