

FP 20

Filterplatte

für die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken bei Verwendung von AUF 1/AUF 2.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Porosität 2
- 20 Filterplatten pro Verpackungseinheit

EAN-Nr.: 4002513505498 / Materialnummer: 06059480 / Alte Materialnummer: 69751201D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Weiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	28
Außenmaß, Bruttobreite in mm	125
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	167
Durchmesser in mm	30
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,10