

Ersatzteile Wäschepflege
Flusensieb
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002514360140 / Materialnummer: 06244611 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- für T2xx, T1xxx, T2xxx, T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen