

E 474/4

Basiswagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 2 MIC-Sets im modularen System.



- Zur Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten in 3 Einsatz-Modulen
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Zur Aufnahme von: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002513805536 / Materialnummer: 06439160 / Alte Materialnummer: 69547405D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
MIC-Sets [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	507
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	10,17
Bruttogewicht in kg	10,17
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	3