

E 427

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Laryngoskopen.



- Geeignet für 6 Laryngoskope

EAN-Nr.: 4002513808209 / Materialnummer: 06442120 / Alte Materialnummer: 69542701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	92
Außenmaß, Nettobreite in mm	210
Außenmaß, Nettotiefe in mm	134
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	164
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,00