

E 427

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Laryngoskopen.



- Geeignet für 6 Laryngoskope

EAN-Nr.: 4002513808209 / Materialnummer: 06442120 /

Alte Materialnummer: 69542701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	92
Außenmaß, Nettobreite in mm	210
Außenmaß, Nettotiefe in mm	134
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	164
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	0,58