


U 874/1

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe kann bei verschiedenen Oberkörbe variieren
- Haltevorrichtung für Magnetleiste ML/2 zur autom. Wagenerkennung

EAN-Nr.: 4002513808919 / Materialnummer: 06442940 / Alte Materialnummer: 69187403D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	50
Außenmaß, Nettobreite in mm	531
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	545
Nettogewicht in kg	2,10
Bruttogewicht in kg	2,97