

E 479

Aufnahme

für Microinstrumentarium mit bis zu 4 mm Ø.



- Einsetzbar in Sieben mit 5 mm Maschenweite
- 50 Stück pro Beutel

EAN-Nr.: 4002513918175 / Materialnummer: 06553750 / Alte Materialnummer: 69747901D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	5
Außenmaß, Nettobreite in mm	21
Außenmaß, Nettotiefe in mm	21,099999999999998
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	95
Außenmaß, Bruttobreite in mm	110
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	80
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	0,23