

E 494
Einsatz
zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten.



EAN-Nr.: 4002513926064 / Materialnummer: 06570920 / Alte Materialnummer: 69549401D

Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Mikrotiterplatten [Anzahl]	5
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	35
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	440
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00