

E 461/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Atemschläuchen.



- Geeignet für 12 Atemschläuche bis 1,5m Länge, Lagerung auf Wendel
- Aufnahmemöglichkeit: E 432, E 433, E 434, E 430/1, A3
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002513984057 / Materialnummer: 06641180 / Alte Materialnummer: 69546103D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Schläuche [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	546
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	515
Nettogewicht in kg	8,77
Bruttogewicht in kg	10,80
<b>Beipack</b>	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	3
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1