

E 435/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von ca. 2 Anästhesie-Sets.



- Geeignet für ca. 2 Anästhesie-Sets
- 6 Düsen mit federnden Auflagen für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002513984064 / Materialnummer: 06641190 / Alte Materialnummer: 69543504D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| AN-Sets [Anzahl] | 2 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 507 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 535 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 515 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 510 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 540 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 520 |
| Nettogewicht in kg | 6,70 |
| Bruttogewicht in kg | 7,00 |
| Beipack | |
| E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl] | 1 |
| E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |