

DOS K 60/1

Dosiermodul für 5 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/chem. Desinfektionsmittel
- 200 mm Sauglanze für 5 l-Kanister
- Umbausatz Sauglanze 10-30-l-Kanister via Kundendienst erhältlich
- Dosierung bis zu 120 Milliliter ml/60 Sekunden

EAN-Nr.: 4002514254906 / Materialnummer: 06940340 / Alte Materialnummer: 69747009D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Förderrate in ml/60 Sek.	120
Länge der Sauglanze in mm	200
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nulleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,02
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	118
Außenmaß, Nettobreite in mm	235
Außenmaß, Nettotiefe in mm	115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht in kg	2,60
Bruttogewicht in kg	3,00