

E 905/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von MIC-Instrumentarium, z. B. Arthroskopie/Laparoskopie.



- Aufnahmemöglichkeit für bis zu 16 Hohlkörperinstrumente
- Unterteilung für z.B. Arthroskopie, Laparoskopie

EAN-Nr.: 4002514256306 / Materialnummer: 06943240 / Alte Materialnummer: 69590502D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	16
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	461
Außenmaß, Nettotiefe in mm	510
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	3,01
Bruttogewicht in kg	3,62
Beipack	
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	1
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	1
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	2
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	4
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	2
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	4
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	3
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	3
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	1
E 472 Klemmfeder für Injektordüsen Ø 4 mm [Anzahl]	1
E 907/1 Siebeinsatz mit Deckel für Kleinteile [Anzahl]	1

E 905/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von MIC-Instrumentarium, z. B. Arthroskopie/Laparoskopie.

