


E 906/1

Modul

zur optimalen Aufnahme von MIC-Instrumentarium, z. B. Arthroskopie/Laparoskopie.



- Aufnahmemöglichkeit für bis zu 10 Hohlkörperinstrumente
- Unterteilung für z.B. Arthroskopie, Laparoskopie

EAN-Nr.: 4002514256313 / Materialnummer: 06943250 / Alte Materialnummer: 69590602D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	40
Außenmaß, Nettobreite in mm	461
Außenmaß, Nettotiefe in mm	510
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	2,87
Bruttogewicht in kg	3,56
<b>Beipack</b>	
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	1
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	5
E 443 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 10 mm [Anzahl]	3
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	2
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	1
E 456 Öffnungsfeder für MIC-Instrumente [Anzahl]	2
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	1
E 908/1 Einsatz für zerlegbare MIC-Instrumente/Arbeitseinlagen [Anzahl]	1