


KFR 9000

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.



EAN-Nr.: 4002514270203 / Materialnummer: 06962260 /  
Alte Materialnummer: 36996040EU1

- Für Kühl-Gefrierkombinationen KFN 2x1xx
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Größe und Form