

GP MI X 0011 W

Allzweck-Microfasertuch, 1 Stück

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN-Nr.: 4002514299204 / Materialnummer: 07006550 /  
Alte Materialnummer: 22996171EU1



- Extrem reißfest und strapazierfähig
- Hohe Reinigungsleistung dank sehr fein gewebten Microfasern
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel anwendbar
- Bei 60 °C bis zu 500 mal waschbar
- Beste Pflege für viele Jahre  
Verlässlichkeit