

E 501

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 2 Anästhesie-Sets.



- Ausgestattet mit 6 Injektordüsen für Atembeutel, Atemmasken
- Ausgestattet mit 10 Injektordüsen für Intubationsmaterial
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle
- Aufnahme: E 502 (Beatmungsschläuche), E 505 (Intubationsmaterial)

EAN-Nr.: 4002514305004 / Materialnummer: 07012330 / Alte Materialnummer: 69550101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
AN-Sets [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	10,00
Bruttogewicht in kg	10,35
<b>Beipack</b>	
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	10
E 507 Siebkorb für Kleinteile [Anzahl]	1
Spülrohr für doppelumige Larynxmasken Ø 4 mm, Länge 70 mm, [Anzahl]	8