

E 502

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 6 Beatmungsschläuchen.



- Einsetzbar im Grundwagen E 501
- Ausgestattet mit 6 Düsen (12 mm) mit federnden Auflagen
- Auflage für Beatmungsschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel

EAN-Nr.: 4002514305011 / Materialnummer: 07012340 / Alte Materialnummer: 69550201D

| | |
|--|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategorie | |
| Einsatz/Modul für Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 0 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 540 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 540 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 630 |
| Nettogewicht in kg | 10,00 |
| Bruttogewicht in kg | 10,35 |
| Beipack | |
| E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl] | 2 |
| E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| Düse mit federnder Auflage [Anzahl] | 6 |
| Auflage für Beatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |