

FP ED

Filterplatte

wiederaufbereitbar, aus Edelstahl, zur Aufbereitung englumiger Kanülen.



- Zur Vermeidung von Blockagen durch Kleinstpartikel
- Einfache Wiederaufbereitung für dauerhafte Nutzung

EAN-Nr.: 4002514494548 / Materialnummer: 07290770 / Alte Materialnummer: 69751202D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Filter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1
Außenmaß, Nettobreite in mm	33
Außenmaß, Nettotiefe in mm	33
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	30
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00