


KFR 10055

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung.

EAN-Nr.: 4002514522265 / Materialnummer: 07316060 /
Alte Materialnummer: 38991055EU1



- Geeignet für alle Stand-Kühlautomaten/Kühl-Gefrierkombinationen
- K 10.000 mit einer Breite von 55 cm
- Für bis zu 5 Flaschen
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar