


KFR 10061

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002514522289 / Materialnummer: 07316080 /
Alte Materialnummer: 38991061EU1



- Geeignet für alle Stand-Kühlautomaten/Kühl-Gefrierkombinationen
- K 10.000 und 20.000 ohne PerfectFresh-Zone u. 60cm Breite
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Größe und Form