


KFR 10067

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002514522296 / Materialnummer: 07316090 /  
Alte Materialnummer: 38991067EU1



- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Geeignet für alle Stand-Kühlautomaten/Kühl-Gefrierkombinationen
- K 10.000 mit PerfectFresh-Zone und einer Breite von 60cm
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Größe und Form