

O190/2 Lafette/leer, Bestückh. 215mm
Oberkorb
zur optimalen Aufnahme diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe: 215 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN-Nr.: 4002514556185 / Materialnummer: 07333050 /
Alte Materialnummer: 69119002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	215
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	265
Außenmaß, Nettobreite in mm	531
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	285
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,19