

O 191/2  
Oberkorb  
zur optimalen Aufnahme von Siebschalen.



- Bestückungshöhe: 115 +/- 20 mm
- Bestückungsbreite: 480 mm
- Bestückungstiefe: 450 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm oberhalb des Korbes
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN-Nr.: 4002514556192 / Materialnummer: 07333060 / Alte Materialnummer: 69119102D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                     |           |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                      |           |
| PG 8535   | •         |
| PG 8536   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                         |           |
| Lafette/Korbträger                              | •         |
| Oberkorb  | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                     |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| <b>Kapazität</b>                                |           |
| DIN-Siebschalen [Anzahl]                        | 2         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                |           |
| Phasenanzahl                                    | 0         |
| Spannung in V                                   | 0         |
| Frequenz in Hz                                  | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                           | 0,00      |
| Absicherung in A                                | 0         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                         |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                       | 180       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                     | 531       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                      | 475       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                      | 540       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                    | 270       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                     | 525       |
| Nettogewicht in kg                              | 2,40      |
| Bruttogewicht in kg                             | 3,30      |