

E 440/3

Wagen

zur optimalen Reinigung von Micro-Instrumentarium (Augen-OP), für 4 OP-Sets.



- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Ebene 1 + 2: Z.B. 4 x E 441/1 oder 2 x E 142 pro Ebene
- Ebene 3 links: 20 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 3 rechts: 16 Luer-Lock-Adapter männlich, horizont. Schlauch
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN-Nr.: 4002514556260 / Materialnummer: 07333140 / Alte Materialnummer: 69544004D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	502
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30
<b>Beipack</b>	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1
E 790 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu weiblich [Anzahl]	8
E 791 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu männlich [Anzahl]	8