

ASA 1

Magnetsprüharm

für die Spülmarmüberwachung, einsetzbar in O 167, O 173, O 188, O 190.



- Nachrüstbar bei Oberkörben ohne Magnetsprüharm

EAN-Nr.: 4002514569857 / Materialnummer: 07349850 /
Alte Materialnummer: 69113501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetsprüharm	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	75
Außenmaß, Nettotiefe in mm	605
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	0,15
Bruttogewicht in kg	0,24