

ASA 2

Magnetsprüharm

für die Spülarmüberwachung, einsetzbar in O 191, E 327.



- Nachrüstbar bei Wagen/
Oberkörben ohne Magnetsprüharm

EAN-Nr.: 4002514569864 / Materialnummer: 07349860 / Alte Materialnummer: 69113601D

| | |
|---|-----------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategorie | |
| Magnetsprüharm | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 0 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 0 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 45 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 70 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 610 |
| Nettogewicht in kg | 0,16 |
| Bruttogewicht in kg | 0,25 |